

恒温设备维护手册

型号：CT-200 | 版本：v2.1 | 生效日期：2026-07-01

1. 设备概览

CT-200 用于实验室样品恒温保存，正常工作温度为 5 °C ~ 75 °C。设备背部至少预留 20 cm 散热空间。

2. 高温报警 E-203

当腔体温度连续 3 分钟高于 85 °C 时，系统触发 E-203，并自动停止加热。

报警后先断开加热，检查设备背部排风通道及过滤网。不要立即强制重启。

检查表

检查项	正常标准	异常处理
排风通道	无遮挡	清除遮挡物，保留 20 cm 空间
风机转速	≥ 1800 rpm	低于标准时联系维修
过滤网	无明显积尘	断电后清洁或更换

3. 复位条件

只有在腔体温度降至 60 °C 以下，并且风机转速恢复到 1800 rpm 以上后，才可按下复位键。

若 10 分钟内再次出现 E-203，应停止使用并联系维修人员，不得连续复位。

4. 易耗件信息

部件	物料编码	建议周期
进风过滤网	FL-CT200-02	6 个月
温度探头	TP-PT100-A	出现漂移时检测

提示：手册中的温度、转速和时间均为复位判断条件，不应在清洗时删除单位。